

Jetzt läuft uns das Wasser nicht mehr weg!



Firmeninterne Herstellung  
von AP-Wasser\*<sub>2</sub>

## Feststellung

Manuelle Reinigung der Filterplatten.  
Während Einschäumprozess läuft AP-Wasser in den Abfluss -> Hahn zudreihen zu zeitaufwendig, da vorgegebene Reinigungszeit.

ca. 1.722.000L/ Jahr

## Idee

Einsetzen von pharmazeutischen Brausen zur kontrollierten AP-Wasser-Verwendung.

**Angebot**  
67 € pro  
Brause



Amortisationszeit  
<1 Monat

Einsparungen/Jahr  
1.722.000L

+  
69.000€

+  
2.702 kg CO<sub>2</sub>

\* AP-Wasser= Keimarmes Reinstwasser ohne Mineralien  
\*<sub>2</sub>Bei voller Produktionsauslastung und dem Faktor 1,569 kg CO<sub>2</sub>/ m<sup>3</sup> AP-W.